



وزارة التربية والتعليم
الإدارة المركزية لتطوير المناهج
إدارة تنمية مادة العلوم

الكيمياء



التحليل الكيميائي
الصف الثالث ثانوى
2024 / 2023

الباب الثانى

لجنة الإعداد

أ/سامح وليم صادق يوسف

أ/إيمان بالله إبراهيم محمد

أ/مينا عطية عبد الملك

الإشراف الفنى
مستشار العلوم

د/عزيزة رجب خليفة

المراجع

أ/عبد الله عبد الواحد عباس

رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج

د/أكرم حسن

الباب الثانى

التحليل الكيميائي



الدرس الأول: التحليل الوصفى (الكشف عن الأنيونات)

الدرس الثانى: الكشف عن الكاتيونات

الدرس الثالث: التحليل الكمي (الحجمي- الكتلي)

ملخص التحليل الوصفى وأهم القوانين

أسئلة امتحانات الأعوام السابقة



التحليل الكيميائي

يعتبر التحليل الكيميائي أحد فروع علم الكيمياء الهامة الذي ساهم بدور كبير في تقدم هذا العلم. كما لعب دور كبير في تطور المجالات العلمية المختلفة مثل الطب والزراعة والصناعات الغذائية والبيئة وغيرها. **في مجال الطب:** يعتمد تشخيص الأمراض على التحليل الكيميائي مثل تقدير نسبة السكر والزلزال والبولينا والكوليسترول وغيرها حيث تسهل مهمة الطبيب في التشخيص والعلاج. وكذلك تقدير كمية المواد الفعالة في الدواء.

في مجال الزراعة: تحسين خواص التربة وبالتالي المحاصيل عن طريق التحاليل الكيميائية التي تجرى على التربة لمعرفة خواصها من حيث الحموضة والقاعدية، ونوع ونسب العناصر الموجودة بها وبالتالي يمكن معالجتها بإضافة الأسمدة المناسبة.

في مجال الصناعة: التحليل الكيميائي للخامات والمنتجات لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

في مجال خدمة البيئة: معرفة وقياس ما يحتويه الماء والغذاء من الملوثات البيئية الضارة، وكذلك نسب غازات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين في الجو.

أنواع التحليل الكيميائي

2- التحليل الكمي

تقدير نسبة كل مكون من المكونات الأساسية للمادة

1- تحليل حجمي.

2- تحليل كتلي.

1- التحليل الوصفي (الكيفي)

التعرف على مكونات المادة سواء كانت:

1- **نقية (ملحاً بسيطاً):**

التعرف عليها من الثوابت الفيزيائية " درجة الانصهار - الغليان - الكتلة المولية "

2- **مخلوطاً من عدة مواد:**

يتم فصل كل مكون ثم يتم الكشف عنها بالطرق الكيميائية باستخدام الكواشف المناسبة

ولابد من إجراء عمليات التحليل الكيفي أولاً للتعرف على مكونات المادة حتى يمكن اختيار أنسب الطرق لتحليلها كميًا.



الدرس الأول: التحليل الكيميائي الوصفي (الكيفي أو النوعي):

التحليل الكيميائي الوصفي يضم فرعين:

أ - تحليل المركبات العضوية:

يتم فيها الكشف عن العناصر والمجموعات الوظيفية الموجودة بغرض التعرف على المركب.

ب- تحليل المركبات غير العضوية:

يتم فيها التعرف على الأيونات التي يتكون منها المركب غير العضوي ويشمل الكشف عن

الأنيونات " الشق الحامضي " والكاتيونات " الشق القاعدي " .

وسنكتفي في دراسة التحليل الوصفي بالكشف عن الأنيونات والكاتيونات في المركبات غير العضوية.

الكشف عن الأنيونات " الشق الحامضي ":



أساس الكشف:

ملح حمض أقل ثباتًا + حمض أكثر ثباتًا ← ملح حمض أكثر ثباتًا + حمض أقل ثباتًا
ينحل ويتصاعد غاز يمكن تمييزه

الجدول التالي يوضح تقسيم الأحماض حسب درجة ثباتها (درجة غليانها) وأملاحها

الحمض	صيغته	الأنيون (الشق الحمضي في الملح)	صيغته
أحماض غير ثابتة	حمض الكربونيك	H_2CO_3	كربونات بيكربونات
	حمض الهيدروكبريتيك	H_2S	كبريتيد
	حمض الكبريتوز	H_2SO_3	كبريتيت
	حمض الثيوكبريتيك	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$	الثيوكبريتات
	حمض النيتروز	HNO_2	النيتريت
أحماض متوسطة الثبات	حمض الهيدروكلوريك	HCl	كلوريد
	حمض الهيدروبروميك	HBr	بروميد
	حمض الهيدرويوديك	HI	يوديد
	حمض النيتريك	HNO_3	نترات
أحماض ثابتة	حمض الكبريتيك	H_2SO_4	كبريتات
	حمض الأرثو فوسفوريك	H_3PO_4	فوسفات

الكشف عن أنيونات مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف

التجربة الأساسية		المحلول المخفف (dil. HCl) + حمض الهيدروكلوريك المخفف
الأنيون	الكشف عنه والتجارب التأكيدية	المعادلات
الكربونات CO_3^{2-}	الملاحظة: يحدث فوران ويتصاعد غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير.	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$ $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq}) \xrightarrow[\text{قصيرة}]{\text{لمدة}} \text{CaCO}_3(\text{s}) \downarrow + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
	التجربة التأكيدية بإضافة MgSO_4 يتكون راسب أبيض على البارد يذوب في حمض الهيدروكلوريك	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{MgSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{MgCO}_3(\text{s}) \downarrow$ $\text{MgCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{MgCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$
<p>☆ ملاحظات: جميع كربونات الفلزات لا تذوب في الماء، عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم، وتذوب جميعها في الأحماض. في حين تذوب جميع أملاح البيكربونات في الماء والأحماض</p> <p>☆ "علل" يمرر الغاز لفترة قصيرة.</p> <p>حتى لا يتحول كربونات الكالسيوم إلى بيكربونات كالسيوم تذوب ويختفي التعكير (الراسب).</p>		
البيكربونات HCO_3^-	الملاحظة: يحدث فوران ويتصاعد غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير.	$\text{NaHCO}_3(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$
	التجربة التأكيدية بإضافة MgSO_4 يتكون راسب أبيض بعد التسخين.	$2\text{NaHCO}_3(\text{aq}) + \text{MgSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{Mg}(\text{HCO}_3)_2(\text{aq})$ $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2(\text{aq}) \xrightarrow{\Delta} \text{MgCO}_3(\text{s}) \downarrow + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$

$\text{Na}_2\text{SO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{SO}_2(\text{g})$ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{s}) + 3\text{SO}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow$ $\text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	<p>المشاهدة:</p> <p>يتصاعد غاز SO_2 ذو الرائحة النفاذة الذي يخضر ورقة مبللة بمحلول $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ البرتقالية المحمضة بحمض الكبريتيك المركز.</p>	<p>الكبريتيت</p> <p>SO_3^{2-}</p>
$\text{Na}_2\text{SO}_3(\text{aq}) + 2\text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaNO}_3(\text{aq}) + \text{Ag}_2\text{SO}_3(\text{s}) \downarrow$	<p>التجربة التأكيدية</p> <p>بإضافة محلول ملح AgNO_3 يتكون راسب أبيض من كبريتيت الفضة يسود بالتسخين.</p>	
$\text{Na}_2\text{S}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{S}(\text{s})$ $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{PbS}(\text{s}) \downarrow$	<p>المشاهدة:</p> <p>يتصاعد غاز H_2S ذو رائحة كريهة يسود ورقة مبللة بأسيتات الرصاص II</p>	<p>الكبريتيد</p> <p>S^{2-}</p>
$\text{Na}_2\text{S}(\text{aq}) + 2\text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaNO}_3(\text{aq}) + \text{Ag}_2\text{S}(\text{s}) \downarrow$	<p>التجربة التأكيدية</p> <p>بإضافة محلول نترات الفضة لمحلول الملح يتكون راسب أسود من كبريتيد الفضة</p>	
$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow$ $2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{SO}_2(\text{g}) + \text{S}(\text{s}) \downarrow$	<p>المشاهدة:</p> <p>يتصاعد غاز SO_2 ويظهر راسب أصفر نتيجة لتعلق الكبريت في المحلول.</p>	<p>الثيوكبريتات</p> <p>$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$</p>
$2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{aq}) + \text{I}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6(\text{aq}) + 2\text{NaI}(\text{aq})$ <p>رباعي ثيونات الصوديوم</p>	<p>التجربة التأكيدية</p> <p>بإضافة محلول I_2 البنّي يزول لون اليود البنّي</p>	
$\text{NaNO}_2(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{HNO}_2(\text{aq})$ $3\text{HNO}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{NO}(\text{g})$ $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$	<p>المشاهدة:</p> <p>يتصاعد غاز NO عديم اللون يتحول عند فوهة الأنبوبة إلى اللون البنّي المحمر</p>	<p>نيتريت</p> <p>NO_2^-</p>
$5\text{NaNO}_2(\text{aq}) + 2\text{KMnO}_4(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow$ $5\text{NaNO}_3(\text{aq}) + \text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{MnSO}_4(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	<p>التجربة التأكيدية</p> <p>بإضافة محلول KMnO_4 المحمضة بحمض الكبريتيك المركز يزول اللون البنفسجي.</p>	

الكشف عن أنيونات مجموعة حمض الكبريتيك المركز

المحلول الصلب + حمض الكبريتيك المركز (Conc. H ₂ SO ₄)		التجربة الأساسية
المعادلات	الكشف عنه والتجارب التأكيدية	الأنيون
$2\text{NaCl(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} \xrightarrow{\text{مركز}} \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + 2\text{HCl(g)}$ $\text{HCl(g)} + \text{NH}_3\text{(g)} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl(s)}$	<p>الملاحظة:</p> <p>يتصاعد غاز HCl عديم اللون ويكون سحب بيضاء مع محلول النشادر.</p>	الكلوريد Cl ⁻
$\text{NaCl(aq)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow \text{NaNO}_3\text{(aq)} + \text{AgCl(s)} \downarrow$	<p>التجربة التأكيدية</p> <p>محلول الملح + محلول AgNO₃</p> <p>يتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة يتحول إلى بنفسجي عند تعرضه للضوء ويذوب في محلول النشادر المركز.</p>	
$2\text{NaBr(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} \xrightarrow{\text{مركز}} \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + 2\text{HBr(g)}$ $2\text{HBr(g)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} \xrightarrow{\text{مركز}} 2\text{H}_2\text{O(l)} + \text{SO}_2\text{(g)} + \text{Br}_2\text{(v)} \uparrow$	<p>الملاحظة:</p> <p>يتصاعد غاز HBr عديم اللون يتأكسد جزئياً بفعل حمض الكبريتيك وتنفصل أبخرة برتقالية حمراء من البروم تصفر ورقة مبللة بمحلول النشا.</p>	البروميد Br ⁻
$\text{NaBr(aq)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow \text{NaNO}_3\text{(aq)} + \text{AgBr(s)} \downarrow$	<p>التجربة التأكيدية</p> <p>محلول الملح + محلول AgNO₃</p> <p>يتكون راسب أبيض مصفر من AgBr يصبح داكن عند تعرضه للضوء يذوب ببطء في محلول النشادر المركز.</p>	

$2\text{KI(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} \xrightarrow{\text{مركز}} \text{K}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + 2\text{HI(g)}$ $2\text{HI(g)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} \xrightarrow{\text{مركز}} 2\text{H}_2\text{O(l)} + \text{SO}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(v)} \uparrow$	<p>المشاهدة: يتصاعد غاز HI عديم اللون يتأكسد جزئياً وتتفصل أبخرة اليود البنفسجية وتسبب زرقة ورقة مبللة بمحلول النشا.</p>	<p>اليوديد I^-</p>
$\text{NaI(aq)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow \text{NaNO}_3\text{(aq)} + \text{AgI(s)} \downarrow$	<p>التجربة التأكيدية محلول الملح + محلول AgNO_3 يتكون راسب أصفر من AgI لا يذوب في محلول النشادر</p>	
$2\text{NaNO}_3\text{(aq)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \xrightarrow{\text{مركز}} \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + 2\text{HNO}_3\text{(l)}$ $4\text{HNO}_3\text{(l)} \xrightarrow{\Delta} 2\text{H}_2\text{O(l)} + 4\text{NO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)}$ $\text{Cu(s)} + 4\text{HNO}_3\text{(l)} \xrightarrow{\text{مركز}} \text{Cu(NO}_3)_2\text{(aq)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} + 2\text{NO}_2\text{(g)}$	<p>المشاهدة: تتصاعد أبخرة بنية حمراء من NO_2 تزداد بوضع خراطة Cu</p>	<p>نترات NO_3^-</p>
$2\text{NaNO}_3\text{(aq)} + 6\text{FeSO}_4\text{(aq)} + 4\text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} \rightarrow 3\text{Fe}_2\text{(SO}_4)_3\text{(aq)} + \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + 4\text{H}_2\text{O(l)} + 2\text{NO(g)}$ $\text{FeSO}_4\text{(aq)} + \text{NO(g)} \rightarrow \text{FeSO}_4\text{.NO(s)}$	<p>التجربة التأكيدية اختبار الحلقة البنية محلول النترات + محلول كبريتات حديد II + حمض كبريتك مركز على السطح الداخلي للأنبوبة تتكون حلقة بنية تزول بالرج أو التسخين.</p>	

الكشف عن مجموعة أنيونات محلول كلوريد الباريوم

محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم		التجربة الأساسية
المعادلات	الكشف عنه والتجارب التأكيدية	الأيون
$2\text{Na}_3\text{PO}_4\text{(aq)} + 3\text{BaCl}_2\text{(aq)} \rightarrow 6\text{NaCl(aq)} + \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2\text{(s)} \downarrow$	<p>المشاهدة: يتكون راسب أبيض من فوسفات الباريوم يذوب في حمض HCl المخفف.</p>	<p>الفوسفات PO_4^{3-}</p>
$\text{Na}_3\text{PO}_4\text{(aq)} + 3\text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow 3\text{NaNO}_3\text{(aq)} + \text{Ag}_3\text{PO}_4\text{(s)} \downarrow$	<p>التجربة التأكيدية إضافة محلول الملح + نترات الفضة يتكون راسب أصفر يذوب في النشادر وحمض النيتريك.</p>	
$\text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + \text{BaCl}_2\text{(aq)} \rightarrow 2\text{NaCl(aq)} + \text{BaSO}_4\text{(s)} \downarrow$	<p>المشاهدة: يتكون راسب أبيض لا يذوب في حمض HCl المخفف</p>	<p>كبريتات SO_4^{2-}</p>
$\text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb(aq)} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COONa(aq)} + \text{PbSO}_4\text{(s)} \downarrow$	<p>التجربة التأكيدية إضافة محلول الملح + أسيتات رصاص II يتكون راسب أبيض</p>	

الدرس الثاني: (الكشف عن الكاتيونات):



الكشف عن الشقوق القاعدية أكثر تعقيداً من الكشف عن الشقوق الحمضية للأسباب الآتية:

1- عدد الشقوق القاعدية أكثر من عدد الشقوق الحمضية.


2- الشقوق القاعدية متداخلة.

3- الشق القاعدى الواحد له أكثر من حالة تأكسد.

تم تقسيم الشقوق القاعدية إلى ست مجموعات لكل مجموعة كاشف عام لها وهي:



المجموعة التحليلية



يعتمد هذا التقسيم على اختلاف ذوبان أملاح أو مركبات هذه الفلزات في الماء:

فمثلاً كلوريدات فلزات المجموعة التحليلية الأولى وهي كلوريدات الفضة (I)، والزنبق (I)، والرصاص (II) شحيحة الذوبان في الماء. لذا ترسب هذه الفلزات على هيئة كلوريدات بإضافة كاشف المجموعة وهو حمض الهيدروكلوريك المخفف.

المجموعة التحليلية الثانية:



يتم بإذابة الملح في الماء وإضافة حمض هيدروكلوريك مخفف ليصير المحلول حامضياً ثم يمرر فيه غاز كبريتيد الهيدروجين.

الكشف عن كاتيون Cu²⁺

محلول ملح النحاس II + كاشف المجموعة (HCl + H₂S) يتكون راسب أسود من كبريتيد النحاس II



يذوب في حمض النيتريك الساخن.

المجموعة التحليلية الثالثة:

تترسب كاتيوناتها على هيئة هيدروكسيدات ويستخدم NH_4OH ككاشف عندما تكون نقية

محلول الملح + كاشف المجموعة NH_4OH

الكاتيون	الكشف عنه والتجارب التأكيدية	المعادلات
الألومنيوم Al^{3+}	الملاحظة: يتكون راسب أبيض جيلاتيني يذوب في الأحماض المخففة	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + 6\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow 3(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})\downarrow$
	التجربة التأكيدية محلول الملح + محلول NaOH يتكون راسب أبيض جيلاتيني يذوب في مزيد من NaOH مكوناً ميتا ألومينات صوديوم	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + 6\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow 3\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})\downarrow$ $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaAlO}_2(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
الحديد Fe^{2+}	الملاحظة: يتكون راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضر في الهواء ويزوب في الأحماض	$\text{FeSO}_4(\text{aq}) + 2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})\downarrow$
	التجربة التأكيدية يتكون راسب أبيض مخضر من $\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{FeSO}_4(\text{aq}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})\downarrow$

الحديد Fe^{3+}	الملاحظة: يتكون راسب جيلاتيني بني محمر يذوب في الأحماض	$\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow 3\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq}) + \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})\downarrow$
	التجربة التأكيدية يتكون راسب بني محمر من $\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow 3\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})\downarrow$

المجموعة التحليلية الخامسة:

يتم ترسيبها على هيئة كربونات بإضافة محلول كاشف المجموعة وهو كربونات

الأمونيوم، ومن أمثلتها كاتيون الكالسيوم (Ca^{2+})


محلول الملح + محلول كربونات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$

يتكون راسب أبيض يذوب في حمض HCl المخفف ويذوب في الماء المحتوى

على ثاني أكسيد الكربون. علل



لتحول كربونات الكالسيوم غير الذائبة إلى بيكربونات كالسيوم تذوب في الماء



التجربة التأكيدية: محلول الملح + حمض الكبريتيك المخفف راسب أبيض من كبريتات كالسيوم.



الكشف الجاف: يلون Ca^{2+} لهب بنزن باللون الأحمر الطوبى.

تدريبات على الكاتيونات

1- يمكن فصل أيون الكلوريد في صورة:

د- BaCl_2

ج- FeCl_2

ب- Hg_2Cl_2

أ- HgCl_2

2- عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين في وسط حمضي إلى محلول الملح الناتج من تفاعل النحاس مع

حمض النيتريك المركز يتكون راسب:

د- أزرق.

ج- بني محمر.

ب- أسود.

أ- أبيض.

3- أثناء تجربة للكشف عن كاتيون أحد الأملاح تم إضافة قليلاً من NaOH فتكون راسب، وبإضافة

المزيد من NaOH يتكون:

د- $\text{Al}(\text{OH})_3(s)$

ج- $\text{NaNO}_3(aq)$

ب- $\text{BaSO}_4(s)$

أ- $\text{NaAlO}_2(aq)$

4- يتفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم مع ناتج أكسدة الحديد الساخن بواسطة الكلور ويتكون:

ب- راسب بني محمر.

أ- لون بني محمر.

د- راسب أبيض مخضر.

ج- لون أبيض مخضر.



تراكم معرفي

الصف الثالث الثانوي

مراجعة المفاهيم والقوانين التي سبق دراستها:

المول: هو كمية المادة التي تحتوى على عدد أفوجادرو من الجسيمات (جزيئات أو ذرات أو أيونات أو وحدات صيغة أو إلكترونات).



يلزم 3 مول من الإلكترونات لاختزال 1 مول من أيونات Al^{3+} لتكوين 1 مول من ذرات Al.

الكتلة المولية (g/mol): مجموع الكتل الذرية للعناصر الداخلة في تركيب الجزيء أو وحدة الصيغة مقدره بوحدة الجرام.

$$\text{عدد المولات (mol)} = \frac{\text{كتلة المادة (g)}}{\text{الكتلة المولية (g/mol)}}$$

$$\text{عدد الجزيئات} = \text{عدد مولات الجزيئات} \times \text{عدد أفوجادرو}$$

$$\text{(أو الذرات أو الأيونات)} \quad 6.02 \times 10^{23}$$

$$\text{حجم الغاز (L)} = \text{عدد مولات الغاز (mol)} \times 22.4 \text{ (mol/L) (STP)}$$

$$\text{كثافة الغاز (g / L)} = \frac{\text{الكتلة المولية (g / mol)}}{22.4 \text{ (L / mol) (STP)}}$$

$$\text{التركيز المولارى (M)} = \frac{\text{عدد المولات (mol)}}{\text{حجم المحلول (L)}}$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لعنصر في مركب (g / g \%)} = 100 \times \frac{\text{كتلة العنصر في مول من المركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}}$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لمركب في عينة غير نقية} = 100 \times \frac{\text{كتلة المركب في العينة}}{\text{كتلة العينة غير النقية}}$$

لاحظ أن:

$$\text{قانون التخفيف} \quad (M.V)_{\text{قبل التخفيف}} = (M.V)_{\text{بعد التخفيف}}$$

لحساب حجم الماء اللازم لعملية التخفيف =


حجم المحلول المخفف (بعد التخفيف) - حجم المحلول المركز (قبل التخفيف)

تدريب

الدرس الثالث: التحليل الكمي



أنواع التحليل الكمي



أولاً: التحليل الحجمي: تعتمد هذه الطريقة على قياس حجوم المواد المراد تقديرها. وفي هذا النوع من التحليل فإن حجمًا معلومًا من المادة المراد تحديد تركيزها يضاف إليه محلول من مادة معلومة التركيز حتى يتم التفاعل الكامل بين المادتين. ويعرف المحلول **معلوم التركيز بالمحلول القياسي**. وتعرف عملية تعيين تركيز حمض أو (قاعدة) بمعلومية الحجم اللازم منه للتعاادل مع قاعدة أو (حمض) معلوم الحجم والتركيز بالمعايرة.

المعايرة

عملية الغرض منها تعيين تركيز محلول مادة مجهولة التركيز بمعلومية محلول مادة أخرى معلومة التركيز تعرف باسم المحلول القياسي.

المحلول القياسي

هو محلول معلوم التركيز بالضبط ويستخدم لمعرفة محلول مجهول التركيز.

ولاختيار المحلول القياسي يجب معرفة التفاعل المناسب الذي يتم بين محلولي المادتين وهذه



التفاعلات قد تكون:

- 1- تفاعلات **تعاادل** وتستخدم في تقدير الأحماض والقواعد.
 - 2- تفاعلات **أكسدة واختزال** وتستخدم في تقدير المواد المؤكسدة والمختزلة.
 - 3- تفاعلات **الترسيب** وتستخدم في تقدير المواد التي يمكن أن تعطي نواتج شحيحة الذوبان في الماء.
- ✎ فإذا كانت المادة المراد تقديرها **حامضًا** يستخدم في المعايرة محلول قياسي من قلوي أو قاعدة (هيدروكسيد صوديوم أو كربونات صوديوم).

وإذا كانت المادة المراد تقديرها ذات **خصائص قاعدية** يستخدم محلول قياسي معلوم التركيز من **الحمض** لمعايرتها وهكذا.

نقطة نهاية التفاعل (End Point)

هي النقطة التي يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة.

الأدلة

عبارة عن أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة لها ألوان مختلفة تتوقف على الوسط التي توضع فيه.

تستخدم أدلة لتحديد نقطة نهاية التفاعل بتغير لونها بتغيير وسط التفاعل.



الدليل	اللون في الوسط الحمضي	اللون في الوسط القاعدي	اللون في الوسط المتعادل
عباد الشمس	أحمر	أزرق	أرجواني
الميثيل البرتقالي	أحمر	أصفر	برتقالي
الفينولفثالين	عديم اللون	أحمر	عديم اللون
أزرق بروموثيمول	أصفر	أزرق	أخضر فاتح


تجربة



الصف الثالث الثانوي

تقدير تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم مجهول التركيز بالمعايرة مع محلول قياسي معلوم

التركيز من حمض الهيدروكلوريك (0.1 mol / L):



- 1- ينقل حجم معلوم (25 mL) من محلول القلوي إلى دورق ^{صفر} مخروطي باستخدام ماصة.
- 2- يضاف إليه قطرتين من محلول دليل مناسب محلول ^{الحامض} الحاجة بداخلها (عباد الشمس أو أزرق بروموتيمول).
- 3- تملأ السحاحة بالمحلول القياسي من حمض الهيدروكلوريك.
- 4- يضاف محلول الحمض بالتدريج إلى محلول القلوي حتى يتغير لون الدليل مشيرًا إلى نهاية التفاعل (نقطة التعادل) ^{دورق مخروطي به محلول هيدروكسيد الصوديوم + الدليل}
- 5- تكتب المعادلة موزونة:



6- وبالتعويض في هذا القانون يتم تقدير تركيز القلوي

$$\frac{M_a V_a}{n_a} = \frac{M_b V_b}{n_b}$$

حيث:

M_b : تركيز القلوي المستخدم.

V_b : حجم القلوي المستخدم.

n_b : عدد مولات القلوي

في معادلة التفاعل الموزونة.

M_a : تركيز الحمض المستخدم.

V_a : حجم الحمض المستخدم.

n_a : عدد مولات الحمض

في معادلة التفاعل الموزونة.

ثانيًا: التحليل الكتلي:

الأساس العلمي: يعتمد التحليل الكتلّي على فصل المكون المراد تقديره ثم تعيين كتلته وباستخدام الحساب الكيميائي يمكن حساب كميته. ويتم فصل المكون بطريقتين:

1- طريقة التطاير
2- طريقة الترسيب

أولاً: طريقة التطاير

الأساس العلمي: السماح بتطاير العنصر أو المركب المراد تقديره، وتجرى عملية التقدير بطريقتين:

أ- جمع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها أو ب- تعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية حسابياً

- عينة من كلوريد الباريوم المتهدرت $\text{BaCl}_2 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ كتلتها 2.6903 g ، سخنت تسخيناً شديداً إلى أن ثبتت كتلتها فوجدت 2.2923 g احسب النسبة المئوية لماء التبخر من الكلوريد المتهدرت. ثم أوجد عدد جزيئات ماء التبخر وصيغته الجزيئية.

كتلة المادة المتبلرة (قبل التسخين) = 2.6903 g

كتلة المادة غير المتبلرة (بعد التسخين) = 2.2923 g

كتلة ماء التبخر = كتلة المادة المتبلرة - كتلة المادة غير المتبلرة = $2.6903 - 2.2923 = 0.398 \text{ g}$

لحساب النسبة المئوية لماء التبخر = (كتلة ماء التبخر / كتلة العينة المتبلرة) $\times 100$

$$100 \times (2.6903 / 0.398) = 14.79 \%$$

لإيجاد عدد جزيئات الماء (الصيغة الجزيئية للمركب أو قيمة X)

كتلة مول من المادة غير المتهدرة (BaCl_2)
كتلة المادة غير المتبلره في المسألة (بعد التسخين)

208 g/mol

2.2923 g

كتلة H_2O X

كتلة ماء التبخر

$18 \times$

0.398 g

$$X = \frac{208 \times 0.398}{2.2923 \times 18} = 2 \text{ (عدد جزيئات ماء التبخر)}$$

... الصيغة الجزيئية لكلوريد الباريوم المتهدرت هي $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

ثانياً: طريقة الترسيب

الأساس العلمي: تعتمد هذه الطريقة على ترسيب العنصر أو المكون المراد تقديره على هيئة مركب نقى شحيح الذوبان وذو تركيب كيميائي ثابت ومعروف.

- يفصل هذا المركب عن المحلول بالترشيح على ورق ترشيح عديم الرماد

(نوع من ورق الترشيح يحترق احتراقاً كاملاً ولا يترك أي رماد)

- ينقل ورق الترشيح وما عليه من الراسب إلى بوتقة الاحتراق وتحرق تماماً حتى يتطاير مكونات ورق الترشيح ويتبقى الراسب. ويمكن تعيين كتلة العنصر أو المركب من خلال كتلة الراسب حسابياً.

تدريبات على التحليل الكمي

ملخص التحليل الوصفي:أولاً الكشف عن أنيونات المجموعة الأولى: التجربة الأساسية: الملح الصلب + HCl مخفف

CO ₂	يحدث فوران ويتصاعد غاز يعكر ماء الجير عند مروره لفترة قصيرة $2\text{NaCl}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{CO}_{2(g)} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_{3(s)} + 2\text{HCl}_{(aq)}$	الكربونات CO ₃ ²⁻
CO ₂	يحدث فوران ويتصاعد غاز يعكر ماء الجير عند مروره لفترة قصيرة	البكربونات HCO ₃ ⁻
H ₂ S	يتصاعد غاز له رائحة كريهة ويسود ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص II	الكبريتيد S ²⁻
SO ₂	يتصاعد غاز له رائحة نفاذة ويخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك	الكبريتيت SO ₃ ²⁻
SO ₂	يتصاعد غاز له رائحة نفاذة ويخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك مع تكون معلق أصفر من الكبريت S	الثيوكبريتات S ₂ O ₃ ²⁻
NO	يتصاعد غاز عديم اللون يتحول إلى بني محمر من NO ₂ عند فوهة الأنبوبة (ملاسته للهواء)	النيتريت NO ₂ ⁻

ثانياً الكشف عن أنيونات المجموعة الثانية:التجربة الأساسية: الملح الصلب + H₂SO₄ مركز مع التسخين الهين إذا لزم الأمر

HCl	يتصاعد غاز HCl له رائحة نفاذة ويكون سحب بيضاء مع ساق مبللة بالنشادر	الكلوريد Cl ⁻
Br ₂	يتصاعد غاز HBr الذي يتأكسد جزئياً بفعل حمض الكبريتيك وتتصاعد أبخرة البروم البرتقالية الحمراء التي تصفر ورقة نشا	البروميد Br ⁻
I ₂	يتصاعد غاز HI الذي يتأكسد جزئياً بفعل حمض الكبريتيك وتتصاعد أبخرة اليود البنفسجية التي تزرق ورقة نشا	اليوديد I ⁻
NO ₂	تتصاعد أبخرة بنية حمراء تزداد كميتها بإضافة خراطة نحاس	النترات NO ₃ ⁻

ثالثاً الكشف عن أنيونات المجموعة الثالثة: التجربة الأساسية: محلول الملح + محلول BaCl₂

BaSO ₄	يتكون راسب أبيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف	الكبريتات SO ₄ ²⁻
Ba ₃ (PO ₄) ₂	يتكون راسب أبيض يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف	الفوسفات PO ₄ ³⁻

التجارب التأكيدية:

Ag₂S	يتكون راسب أسود من كبريتيد الفضة	الكبريتيد (1) S²⁻	محلول الملح + محلول نترات الفضة
Ag₂SO₃	يتكون راسب أبيض يسود بالتسخين من كبريتيت الفضة	الكبريتيت (1) SO₃²⁻	
AgCl	يتكون راسب أبيض يتحول إلى بنفسجي في الضوء ويذوب في محلول النشادر المركز	الكلوريد (2) Cl⁻	
AgBr	يتكون راسب أبيض مصفر يقتم لونه في الضوء ويذوب ببطء في محلول النشادر المركز	البروميد (2) Br⁻	
AgI	يتكون راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر المركز	اليوديد (2) I⁻	
Ag₃PO₄	يتكون راسب أصفر يذوب في محلول النشادر وحمض النيتريك	الفوسفات (3) PO₄³⁻	

CaCO₃	يتكون راسب أبيض على البارد يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف	الكربونات (1) CO₃²⁻	محلول الملح + محلول كبريتات ماغنسيوم
Ca(HCO₃)₂ CaCO₃	يتكون راسب أبيض بعد التسخين يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف	البكربونات (1) HCO₃⁻	
NaI + Na₂S₄O₆ رباعي ثيونات الصوديوم	يزول اللون البني	الثيوكبريتات (1) S₂O₃²⁻	محلول الملح + محلول اليود البني
NaNO₃ + K₂SO₄ + MnSO₄	يزول اللون البنفسجي للبرمنجنات	النيتريت (1) NO₂⁻	محلول الملح + محلول برمنجنات بوتاسيوم محمضة
FeSO₄ . NO	تتكون حلقة بنية تزول بالرج أو التسخين	النترات (2) NO₃⁻	تجربة الحلقة البنية
PbSO₄	يتكون راسب أبيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف	الكبريتات (3) SO₄²⁻	محلول الملح + محلول أسيتات الرصاص II

الكشف عن الكاتيونات "الشقوق القاعدية"المجموعة التحليلية الثانية

محلول الملح + HCl حتى يصبح الوسط حمضي ثم نمرر غاز H_2S
المشاهدة: يتكون راسب أسود من CuS يذوب في حمض النيتريك الساخن

المجموعة التحليلية الثالثة

Al ³⁺	التجربة
يتكون راسب أبيض جيلاتيني لا يذوب في الزيادة من الكاشف ولكن يذوب في الأحماض المخففة	الأساسية محلول الملح + محلول NH ₄ OH
يتكون راسب أبيض جيلاتيني يذوب في الزيادة من الكاشف مكوناً ألومينات الصوديوم	التأكيدية محلول الملح + محلول NaOH

Fe ²⁺	التجربة
يتكون راسب أبيض مخضر يذوب في الأحماض المخففة	الأساسية محلول الملح + محلول NH ₄ OH
يتكون راسب أبيض مخضر يذوب في الأحماض المخففة	التأكيدية محلول الملح + محلول NaOH

Fe ³⁺	التجربة
يتكون راسب بني محمر يذوب في الأحماض المخففة	الأساسية محلول الملح + محلول NH ₄ OH
يتكون راسب بني محمر يذوب في الأحماض المخففة	التأكيدية محلول الملح + محلول NaOH

المجموعة التحليلية الخامسة

التجربة	Ca^{2+}
<u>الأساسية</u> محلول الملح + محلول كربونات الأمونيوم	يتكون راسب أبيض يذوب في الأحماض المخففة وفي الماء المذاب به CO_2
<u>التأكيدية</u> محلول الملح + حمض كبريتيك مخفف	يتكون راسب أبيض لا يذوب في الأحماض المخففة
كشف اللهب	يلون لهب بنزن بلون أحمر طوبي

ملخص القوانين:

عدد وحدات المادة (ذرات - جزيئات - أيونات)	عدد المولات =
عدد أفوجادرو	
$\frac{\text{كتلة المادة بالجرام}}{\text{الكتلة المولية}}$	
$\frac{\text{حجم الغاز}}{22.4}$	
التركيز \times الحجم بالتر	

في (STP)

$$\frac{\text{الكتلة المولية (g/mol)}}{(L/mol) 22.4} = \text{كثافة الغاز (g/L)}$$

$$100 \times \frac{\text{كتلة العنصر في مول من المركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} = \text{النسبة المئوية الكتلية لعنصر في مركب (g/g \%)}$$

$$100 \times \frac{\text{كتلة المركب في العينة}}{\text{كتلة العينة غير النقية}} = \text{النسبة المئوية الكتلية لمركب في عينة غير نقية}$$

قانون المعايرة:

$$\frac{M_a V_a}{n_a} = \frac{M_b V_b}{n_b}$$